

Dott Gilberto Guindani - Pediatra
--

COME USARE LO SPRAY PREDOSATO E IL DISTANZIATORE CON MASCHERA NEL LATTANTE E NEL BAMBINO NON COLLABORANTE

- 1) togliere il tappo di chiusura dello spray
- 2) scaldare con le mani ed agitare energicamente la bomboletta
- 3) collegare il boccaglio della bomboletta al distanziatore
- 4) applicare la mascherina al viso facendo attenzione che risulti ben aderente
- 5) azionare lo spray
- 6) lasciar eseguire 5-6 atti respiratori (circa 15 secondi)
- 7) attendere 1 minuto prima di ripetere l'erogazione come sopra indicato

Pulizia

Immergere il distanziatore in acqua tiepida (circa 10-15 minuti) con una piccola quantità (qualche goccia se liquido) di un detergente ionico (detersivo liquido per piatti).

Risciacquare con acqua pulita e lasciar asciugare a temperatura ambiente senza passare con un panno (creereste cariche elettrostatiche).